

Bacillol® 30 Tissues

Idealiskt för monitorer, skärmar och mobiltelefoner. Snabb effekt.
Skonsam och snabb desinfektion för känsliga ytor i behändig förpackning.



Produktegenskaper

- Rengörande och desinficerande dukar, färdiga att använda
- Snabbverkande
- Fri från aldehyd, färgämnen och parfym
- Mycket materialvänlig och lämplig för känsliga ytor som t.ex. Makrolon®, Plexiglas® och polysulfon
- Snabbtorkande
- Dukarna är tillverkade av högkvalitativ slitålig PET fleece.

Användningsområden

Bacillol 30 Tissues är lämpliga för skonsam, snabb och materialvänlig desinfektion av:

- **Ytor som lyder under Biocidal Product Regulation (BPR) t.ex:** displayer, tangentbord, monitorer, pekskärmar på mobiltelefoner och annan känslig utrustning
- Ömtåliga ytor – Makrolon®, akrylglas, polysulfon och konstläder
- Känsliga ytor i kantinkök, matberedningsytor samt andra ytor som kommer i kontakt med känsliga produkter
- **Medicinsk utrustning som ingår under Medical Device Directive (MDD) tex:** displayer, tangentbord, monitorer, stationär utrustning som monitöreringssystem
- Känslig, icke-invasiv medicinsk utrustning t.ex. mammografiutrustning, och operationslampor

Applisering

Ta en våtduk från förpackningen och fukta snabbt och noggrant avsedd yta, även på känsliga områden.

Bruksanvisning

Torka ytan noggrant med Bacillol 30 Tissues.

Håll hela ytan fuktad under 30 sekunder för att uppnå önskad effekt. Bacillol 30 Tissues kan användas utan handskar.

Stäng förpackningen ordentligt för att förhindra uttorkning av dukarna.

Används ej för rengöring eller desinfektion av hud. Kassera använd duk.

Låt inte desinfektionslösningen komma in i elektrisk utrustning. Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Använd ej till invasiv medicinsk utrustning.

Använd desinfektion på ett säkert sätt. Läs alltid igenom produktinformationen före användning.

Vid byte från en produkt till en annan, gör en intermediär rengöring.



Recommendations on spray-wipe disinfection

Inanimate surfaces have been shown to be a major source of contamination and infection (1). To eliminate surfaces that are small and difficult to access as source of contamination and infection, the wipe disinfection is ideally complemented by a spray-wipe disinfection or spray disinfection (2, 3, 4) with an alcohol-based rapid disinfectant. In doing so, it is imperative to apply the products correctly:

- Always prefer a wipe disinfection over the spray or spray-wipe disinfection, as it prevents the formation of aerosols and ensures best possible wetting
- When spraying, wipe afterwards, if possible, to ensure complete wetting (spray-wipe disinfection)
- Limit the simple spray disinfection to areas that cannot be disinfected by using the wipe or spray-wipe procedure
- To largely exclude the risk of inhaling aerosols during the spray disinfection, apply product directly to a dry cloth or spray surfaces from a short distance

- If possible, use alcohol-based products that contain no additives, as these dry without leaving any residue
- Another alternative are alcohol-based disinfection foams that do not form any aerosols during spraying

1. Weber DJ et al. Role of hospital surfaces in the transmission of emerging healthcare-associated pathogens: Norovirus, Clostridium difficile, and Acinetobacter species. American Journal of Infection Control, 2010, 38 (5): 25-33.
2. Verbund für Angewandte Hygiene e.V. Desinfektionsmittel-Kommission. Fragen und Antworten zu Maßnahmen der Antiseptik und der chemischen Desinfektion. www.vah-online.de, 2011
3. Berufsgenossenschaftliche Regel: „Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst“ (BGR 206). www.bgw-online.de.
4. Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 525 „Umgang mit Gefahrstoffen in Einrichtungen zur humanmedizinischen Versorgung“. www.baua.de

Proven efficacy		Condition	Exposure time
Application recommendations for surface disinfection (based on suspension and practical tests)	Bactericidal + Yeastcidal (EN 13727 + EN 13624 + EN 16615)	dirty	1 min
	Virucidal against enveloped viruses (Incl. HBV, HIV, HCV) (EN 14476)	clean	30 sec
	Limited spectrum virucidal activity (EN 14476)	dirty	30 min
Bacteria and Fungi			
Efficacy according to EN Phase 2 / Step 1 (suspension test)	Tuberculocidal activity (EN 14348)	dirty	5 min
	Mycobactericidal activity (EN 14348)	dirty	5 min
Viruses			
Efficacy against non-enveloped viruses	MNV (murine Norovirus) (EN 14476)	dirty	5 min
	Adeno (EN 14476)	dirty	30 min
	Rotavirus EN 14476		1 min
	Polyomavirus (DVV)		5 min

Mikrobiologi

- Baktericidal
- Tuberkkulocid
- Mykobaktericidal
- Jästicidal
- Virucid mot kapslade virus (inkl. HBV, HIV, HCV)
- MNV
- Adenovirus
- Polyomavirus
- Rotavirus

Innehåll

Aktiva substanser:

Etanol 140mg/g; Propan-2-ol 100mg/g,
Propan-1-ol 60mg/g, N-Alkyl-Aminopropyl-Glycine
(CAS nr 139734-65-9) 5 mg/g.

Materialkompatibilitet

Informationen avser lösning Bacillol 30 Foam som dukarna är indränkta i.

Bacillol 30 Foam testades med avseende på materialkompatibilitet på ett stort antal material:

Metaller; rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing.

Plaster: gummi, latex, polyakrylat (plexiglas), polystyren, polykarbonat (makrolon), polyetylen (PE), polypropylen (PP), polysulfon (Tecason S, PSU), PVC, silikon, teflon (polytetrafluorethylen), viton (vinyliden fluorid-hexafluoropropylen copolymerer), butadiengummi.

Verkningsytan av Bacillol 30 Tissues desinfektionsdukar beror inte endast på dukens storlek utan även på andra faktorer som exempelvis rumstemperatur och strukturen på ytan som skall desinficeras. Var noggrann med att alltid fukta hela ytan.



Going further
for health

Fördelar:

- Enkel hantering och färdig att använda
- Mycket materialvänlig
- Snabbverkande
- Högkvalitativ



Sortiment	Art.nr.	TFP
Bacillol® 30 Tissues (innehåller 80 st desinfektionsdukar)	981403	6 st

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info